

CareSlope®

Bærbare ramper til kørestole





CareSlope ramper

- Materialer:** Letvægts glasfiber og aluminium.
Den skridsikre overflade er lavet i blødt materiale.
Ramperne CSE-240 C og CSE-285 C er forstærket med kulfiber.
- Brug:** Ramperne kan bruges både inde og ude.
- Belastning:** Max 300 kg. **KUN** beregnet til manuelle kørestole.
- Synlighed:** Der er reflekstape på alle hjørner for optimal synlighed.
- Tilgængelighed:** Alle ramper er 70 cm brede og passer til smalle gangarealer.
- Vedligeholdelse:** Foretag selv simple reparationer med reservedele.

Tablet for tilpasning:

CareSlope ramper	Stigningsvinkel: 5° Trinhøjde i cm	Stigningsvinkel: 8° Trinhøjde i cm	Stigningsvinkel: 10° Trinhøjde i cm	Stigningsvinkel: 15° Trinhøjde i cm
	Meget lidt hjælp	Lidt hjælp	Moderat hjælp	Meget hjælp
CSE-65	5 cm	9 cm	11 cm	15 cm
CSE-100	8 cm	13 cm	17 cm	24 cm
CSE-120	10 cm	16 cm	20 cm	30 cm
CSE-150	13 cm	20 cm	25 cm	37 cm
CSE-175	15 cm	24 cm	30 cm	43 cm
CSE-200	17 cm	27 cm	34 cm	50 cm
CSE-240 C	20 cm	33 cm	41 cm	60 cm
CSE-285 C	24 cm	39 cm	49 cm	73 cm

Brug venligst en længde på rampen, der er 4 gange den samlede trindhøjde.

CareSlope informationer:

Type	HMI nr.	Kant højde	Vægt	Pakkehøjde
CSE-65	110156	2,5 cm	3 kg	10 cm
CSE-100	110162	2,5 cm	5 kg	10 cm
CSE-120	110166	2,5 cm	6 kg	10 cm
CSE-150	110170	2,5 cm	8 kg	11,5 cm
CSE-175	110174	2,5 cm	9 kg	11,5 cm
CSE-200	110181	2,5 cm	10 kg	11,5 cm
CSE-240 C	110184	2,5 cm	12 kg	11,5 cm
CSE-285 C	110184	3,5 cm	15 kg	13 cm

Før



Efter





CSE-100 OG CSE-65

Før



Efter





CareSlope M

Brug:	Ramperne kan bruges både inde og ude.
Belastning:	Max 300 kg. KUN beregnet til manuelle kørestole.
Synlighed:	Der er reflekstape på alle hjørner for optimal synlighed.
Tilpasning:	Kan tilpasses 80 cm trindhøjde.
Kombination:	CSE-150 til CSE-285 C kan kombineres valgfrit.



Mellemrepos informationer:

Varenavn	HMI nr.	Vægt	Max belastning	Materialer
Mellemrepos (CSE-M)	110190	ca. 12 kg	300 kg	Rustfrit stål, aluminium



excellent systems as



www.ex-as.com



info@ex-as.com



Møllevvej 2 - 8544 Mørke - DK



+45 86377133



Produkter designet, patenteret og produceret i Japan af Care-Medics
Distribueret af Excellent Systems A/S

Reproduktion af "CareSlope brochure 2019, version 1", er kun lovlig med særlig skriftlig godkendelse fra Excellent Systems A/S.